

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

EXAFLEX® PUTTY

ВІНІЛПОЛІКСИЛОКСАНОВИЙ ВІДБИТКОВИЙ МАТЕРІАЛ PUTTY-TYPE O

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Показання	Техніка зняття відбитка	Тип відбиткової ложки	Рекомендовані консистенції
Відбиток порожнини, що облицьовується, вкладки, накладки, т.п.	Двоетапна двофазна	Фабрична або індивідуальна ложка	PUTTY + Injection або Regular
Відбиток коронки або мостовидного протезу	Двоетапна (Putty-Wash Impression)	Фабрична відбиткова ложка	PUTTY + Injection або Regular
Відбиток часткового протезу	Двоетапна (Putty-Wash Impression)	Фабрична відбиткова ложка	PUTTY + Injection або Regular

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (УСЕРЕДНЕННІ)

Порівняння показників	КОНСИСТЕНЦІЯ PUTTY EXAFLEX PUTTY TYPE O
Час змішування (сек.)	30 сек.
Загальний робочий час (хв., сек)	1 хв.
Час затвердіння (хв., сек)	4 хв.
Мінімальний час в роті (хв., сек.)	4 хв.
Відновлення від деформації (%)	98.8
Максимальна деформація при стисканні (%)	≤1.5
Лінійна зміна розмірів через 24 години. (%)	≤0.2

Умови випробувань: Температура (74° F/23° C±4° F/2° C) Відносна вологість (50±5%) (ISO 4823:1992 (E))

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Візьміть однакові кількості основи і каталізатора. Швидко замішайте протягом 30 секунд кінчиками пальців, доки не отримаєте однорідну за кольором масу.
- Внесіть замішаний EXAFLEX PUTTY у відбиткову ложку і введіть її до порожнини рота. Якщо не використовуєте воскову сепараційну прокладку, покрийте поверхню EXAFLEX PUTTY поліетиленом.
- Після встановлення ложки, порушайте її назад і вперед, щоб звільнити місце для коригуючого матеріалу.
- Зачекайте, доки матеріал затвердіє і виведіть відбиток з порожнини рота.
- Видаліть всі області відбитку, що можуть перешкодити повторному встановленню.
- Промийте та висушіть відбиток. Переконайтеся, що відбиток чистий та сухий перед тим, як знімати остаточний відбиток.
- Створіть детальний відбиток.

- Отриманий відбиток очистіть і продезінфікуйте за допомогою 2.5% або 3.4% розчину глютаральдегіду або іншого відповідного дезінфікуючого засобу згідно з рекомендаціями на етикетці виробника.

ПРИМІТКИ

- При замішуванні EXAFLEX PUTTY необхідно уникати його змішування або контакту з наведеними нижче матеріалами, тому що вони можуть збільшувати час затвердіння:
 - Каталізатор для C-силіконових відбиткових матеріалів
 - Полісульфідні відбиткові матеріали
 - Евгеноловмісні матеріали
 - Сірка
 - Латекс
 - Мастило
 - АкрилатиТакож слід уникати потрапляння вологи і гліцерину при замішуванні.
- Під час замішування матеріалу, надягайте нітрилові рукавички або інші поліетиленові рукавички. Не користуйтеся латексними рукавичками, оскільки це може збільшувати час твердіння і привести до утворення нерівної поверхні матеріалу.
- Базові відбитки слід повністю очистити та ретельно висушити, перш ніж знімати фінальний відбиток.
- Після використання закрийте кожен контейнер оригінальною кришкою, щоб не відбувалося небажаного змішування основи та каталізатора.
- Зберігайте в сухому і прохолодному місці.
- Не використовуйте EXAFLEX PUTTY для пацієнтів, які мають підтверджену гіперчутливість до силіконових відбиткових матеріалів.
- Не замішуйте базовий матеріал у латексних рукавичках.
- EXAFLEX PUTTY може бути гальванічно вкритий сріблом або міддю.
- Слід уникати попадання матеріалу на одяг. Його важко видалити.
- Максимальний термін зберігання цього продукту становить 24 місяці з дня виготовлення.

УПАКОВКА

ТИП	СТАНДАРТНА УПАКОВКА	ЕКОНОМІЧНА УПАКОВКА
PUTTY	1 Основа - 1 Каталізатор (1.0 кг/ 556 мл)	5 Основа - 5 Каталізатор (5.0 кг/2.78 л)
Акcesуари	1 + 1 мірних ложок	5 + 5 мірних ложок