

ISO FUNCTIONAL

ВІДБИТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ ТА ЗАМІНИ БАЗИСУ

Перед застосуванням уважно
прочитайте інструкцію з
використання.

UA

Для використання лише лікарями-стоматологами та зубними техніками у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ

Завдяки своїм унікальним характеристикам повільного твердіння матеріал ISO FUNCTIONAL дозволяє отримувати надзвичайно точні відбитки. Це робить його особливо корисним у якості матеріалу для функціональних відбитків та заміни базису.

Може також використовуватися для загальних відбитків як то протезів, поверхонь зубних коренів, штифтів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

У поодиноких випадках даний продукт може викликати чутливість у деяких людей. У разі виявлення подібних реакцій припиніть використання продукту і зверніться до лікаря.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІНА БАЗИСУ

1. Використовуючи сталі бори або абразивні голівки, видаліть шар матеріалу, з якого зроблено протез, товщиною 2-3 мм.
2. Покрийте вивільнену поверхню протеза матеріалом ISO FUNCTIONAL, що попередньо був розм'якшений над полум'ям.
3. Знову розм'якшіть матеріал у воді, підігрійте до 45°C (113°F). Введіть протез до порожнини рота і попросіть пацієнта накусити та утримувати протез у положенні центральної оклюзії. Зробіть функціональні проби.
4. Протез потрібно залишити у роті впродовж 1 доби, щоб утворився повноцінний функціональний відбиток за умов нормального жування.

Примітка:

Попросіть пацієнта протягом цього часу не пити гарячих напоїв.

5. Отриманий відбиток використовується у стандартних процедурах заміни базису.

ПРИМІТКИ

- 1) ISO FUNCTIONAL має стійкий колір, не має смаку, запаху та не подразнює слизову оболонку порожнини рота.
- 2) Не перегрівайте матеріал ISO FUNCTIONAL, щоб він не став занадто липким.
- 3) Якщо ISO FUNCTIONAL прилипне до протезу, дайте йому затвердіти та

видаліть за допомогою зуботехнічних борів та ручних інструментів. Видаліть залишки матеріалу, використовуючи розчинник.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при кімнатній температурі (23°C/74°F).
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

Палички ISO FUNCTIONAL 120 г (15 штук).

Увага! У випадку контакту з очима, одразу видаліть матеріал та промийте очі водою.

Останні зміни внесено : 05/2008

GC

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Aliso Viejo, CA 92653 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

CE 0086