

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

# Miracle Mix®

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ З ВМІСТОМ СРІБЛА

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

## ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Надбудова кукси зуба.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Випадки, коли необхідна рентгеноконтрастна реставрація.
4. Як матеріал для бази або прокладки.
5. Реставрація порожнин I класу, обмежене використання для реставрації порожнин II класу, тимчасові пломби і т. ін.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

## ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

### 1. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ

Всипте сплав Miracle Mix до пляшечки з порошком Miracle Mix та ретельно струсіть.

- а) Рекомендоване співвідношення порошку до рідини складає 2 або 3 мірних ложечки порошку на 2 краплі рідини.
- б) Для точного дозування порошку пляшечку слід легко постукати об долоню. Не струшуйте і не перевертайте.
- в) Пляшечку з рідиною слід тримати вертикально і злегка натиснути.
- г) Закривайте пляшечки одразу після використання.
- д) Час від часу пляшечку з порошком слід струшувати.

### 2. ЗАМІШУВАННЯ

Відміряйте порошок та рідину на блок або скло для замішування. Розділіть порошок на 2 однакові частини. Одну половину порошку замішуйте з усією рідиною протягом 15-20 секунд. Додайте другу порцію порошку та ретельно замішуйте весь матеріал ще 20 секунд.

#### ПРИМІТКА:

Рекомендується суміш густої консистенції.

### 3. ТЕХНІКА РЕСТАВРАЦІЇ

- а) Відпрепаруйте зуб, використовуючи стандартну методику. Створення умов для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте матеріал на основі гідроксиду кальцію.
- б) Промийте та підсушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення змазаного шару рекомендується використовувати GC CAVITY CONDITIONER або GC DENTIN CONDITIONER.
- в) Замішайте необхідну кількість цементу. Робочий час складає 1 хв. 30 сек. при температурі 23°C (73,4°F). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.
- г) Видаліть вологу з підготовленої поверхні, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
- д) Внесіть замішаний цемент у відпрепаровану порожнину за допомогою шприца або іншого зручного інструмента. Уникайте утворення повітряних бульбашок.

е) Сформуйте контур реставрації.

є) Час твердіння складає від 5 хв. до 5 хв. 30 сек. від початку замішування.

## 4. ФІНІШНА ОБРОБКА/ПОЛІРОВКА

Використовуйте стандартну методику.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F).

(Термін придатності: порошок 3 роки, рідина 2 роки від дати виробництва).

## УПАКОВКА

1. Упаковка: 15 г порошку з мірною ложечкою, 10 г (8,0 мл) рідини, 17 г сплаву срібла.
2. Пляшечка 15 г порошку з мірною ложечкою.
3. Пляшечка 10 г (8,0 мл) рідини.
4. Пляшечка 17 г сплаву срібла.

## УВАГА

1. У разі потрапляння матеріалу на тканини ротової порожнини або шкіру негайно видалити його губкою або ватним тампоном, змоченими у спирті. Промити великою кількістю води.
2. У випадку потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.
3. Не змішувати порошок або рідину з компонентами будь-яких інших склоіономерних цементів.

Останні зміни внесено: 01/2009

**'GC'**

**CE** 0086

MANUFACTURED by GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan  
DISTRIBUTED by GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan  
GC EUROPE N.V.  
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven, Belgium  
GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, AlpIS, IL 60803 U.S.A.  
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724