

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES СИЛІКОН ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРИПАСУВАННЯ

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Для перевірки припасування стоматологічних протезних конструкцій.

- Коронки: краї, проксимальна поверхня, оклюзійна поверхня
- Відлитий штифт: припасування штифта
- Вкладка: краї, проксимальна поверхня
- Протез: поверхня слизової оболонки

ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках у деяких пацієнтів матеріал може викликати підвищену чутливість. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При видавлюванні FIT CHECKER ADVANCED необхідно уникати його змішування або контакту з наведеними нижче матеріалами, котрі можуть збільшити час твердіння або взагалі перешкодити йому: каталізатор для С-силіконових відбиткових матеріалів, полісульфідні відбиткові матеріали, евгеноловмісні матеріали, сірка, латекс, жири, акрилати, гліцерин, місцеві знеболювальні спреї чи мазі (напр., лідокаїн).

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ЗМІШУВАННЯ

ТЮБИК

Видавіть базу та каталізатор однакової довжини на палетку для змішування (1 см для коронки або вкладки, 2-3 см для часткового знімного протеза, 3-4 см для повного знімного протеза нижньої щелепи, 4-5 см для повного знімного протеза верхньої щелепи). Ретельно змішуйте протягом 20 секунд.

Примітка:

- Для збільшення робочого часу додайте уповільнювач перед змішуванням, як наведено нижче у таблиці.
- Інгібітор, що додається до FIT CHECKER або FIT CHECKER II, не може використовуватись з FIT CHECKER ADVANCED.
- Тримайте тюбик стиснутим поки не закриєте його ковпачком, щоб запобігти потраплянню повітря у тюбик, оскільки це може призвести до відділення рідини від твердої частини.
- Після закінчення роботи закривайте тюбики їхніми оригінальними ковпачками.

Кількість крапель інгібітора на 5см бази та каталізатора	Робочий час	Час твердіння
0	1 хв.	1 хв.
3	1 хв. 10 сек.	
5	1 хв. 20 сек.	

При 23°C, вологість 50%

ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖА ТА ВИДАВЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ

- Підніміть догори стопер плунжера системи CARTRIDGE DISPENSER II і відтягніть плунжер наскільки можливо назад. Підніміть фіксатор картриджа та встановіть картридж, переконавшись, що V-подібний паз на фланці картриджа направлений донизу. Опустіть вниз фіксатор картриджа для надійного закріплення картриджа в диспенсері.
- Відпустіть стопер плунжера та проштовхніть плунжер вперед до його контакту з картриджем.
- Поверніть ковпачок картриджа на 1/4 оберту проти годинникової стрілки. Нахиліть ковпачок донизу та зніміть його з картриджа. Обережно натискаючи на рукоятку диспенсера, видавіть невелику кількість матеріалу з обох отворів картриджа. Переконайтеся, що і основа, і каталізатор видавлюються рівномірно.
- Зіставте V-подібний паз на фіксаторі насадки для замішування (MIXING TIP II) з V-подібним пазом між тубами картриджа. Щоб приєднати насадку для замішування, щільно притисніть її до картриджа. Потім поверніть кольоровий фіксатор насадки для замішування на 1/4 оберту за годинниковою стрілкою. Тепер диспенсер готовий до використання.
- Для того щоб видавити необхідну кількість матеріалу, натискайте рукоятку диспенсера декілька разів. Після використання не знімайте насадку для замішування, оскільки до наступного застосування вона відіграє роль ковпачка. Щоб замінити насадку для замішування, поверніть її фіксатор на 1/4 оберту проти годинникової стрілки до співставлення пазу фіксатора з пазом картриджа. Нахиліть насадку для замішування донизу та зніміть її з картриджа.
- Заміняйте стару насадку для замішування безпосередньо перед наступним застосуванням. Перед встановленням нової насадки для замішування обережно видавлюйте невелику кількість матеріалу, щоб переконатися в тому, що як основа, так і каталізатор виходять з двох отворів рівномірно. Якщо матеріал не видавлюється, видаліть з отворів картриджа той матеріал, що затвердів.
- Для заміни картриджа підніміть фіксатор плунжера і повністю відтягніть плунжер. Піднявши фіксатор картриджа, вийміть порожній картридж, а новий встановіть у диспенсер.

КОНТРОЛЬ ПРИПАСУВАННЯ

1. Нанесіть суміш на внутрішню поверхню ортопедичної конструкції та розмістіть її в ротовій порожнині. Робочий час складає 1 хвилину від початку змішування при температурі 23°C (73.4°F). Утримуйте в такому положенні протягом 1 хвилини поки матеріал не стане твердим.
2. Зніміть протез, застосовуючи відповідний інструмент. Перевірте товщину FIT CHECKER ADVANCED, щоб оцінити щільність припасування протезу. Ознакою належного припасування є рівномірне покриття тонкою плівкою. При наявності місць, де плівка є занадто тонкою або товстою, корекцію можна виконати за допомогою стандартних методів.
3. Після оцінки припасування видаліть матеріал та очистіть протез.

Примітка:

- а. Не використовуйте FIT CHECKER ADVANCED на поверхні, що перебазована за допомогою м'якого матеріалу на основі силікону, оскільки це може спричинити труднощі при зніманні.
- б. FIT CHECKER ADVANCED є досить текучим матеріалом. Потрібно слідкувати за тим, щоб матеріал не затік у горло пацієнта.
- в. Уникайте пересушування зуба та прилягаючих тканин під час застосування FIT CHECKER ADVANCED.
- г. Матеріал FIT CHECKER ADVANCED має унікальний хімічний склад, що дозволяє йому полімеризуватися у порожнині рота швидше, ніж при кімнатній температурі. Тому для визначення ступеню твердіння перевіряйте стан матеріалу в порожнині рота, оскільки спостереження за невикористаними залишками матеріалу поза порожниною рота призводить до хибних висновків.
- г. Більш високі температури скорочують робочий час, а більш низькі подовжують його.

КОЛІР
БІЛИЙ

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте при кімнатній температурі подалі від прямих сонячних променів (15 - 25°C, 59 - 77°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

1. Тюбик
1-1 упаковка: 55 г (42 мл) база, 50 г (42 мл) каталізатор, 3 г уповільнювач та палетки для змішування.
2. Картридж
Упаковка з двох картриджів: Картридж 62 г (48 мл) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. У випадку контакту з тканинами ротової порожнини або шкірою видаліть матеріал та промийте водою.
2. У випадку контакту з очима негайно промийте водою та зверніться за медичною допомогою.
3. Не змішуйте FIT CHECKER ADVANCED з компонентами будь-яких інших продуктів.
4. Запобігайте потраплянню матеріалу на одяг, оскільки він важко очищується.
5. Не допускайте проковтування матеріалу.

Останні зміни внесено: 08/2014



MANUFACTURED by

GC DENTAL PRODUCTS CORP.

2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan



EU: GC EUROPE N.V.

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN