

Рентгеноконтрастний склоіономерний цемент для фіксації

PROGLASS™ ONE хімічним чином поєднується з тканинами зуба і металом, забезпечуючи високу міцність і крайове прилягання постійних конструкцій.

PROGLASS™ ONE призначений для постійного цементування металевих вкладок, накладок, штифтів та брекетів.

PROGLASS™ ONE забезпечує відмінну герметизацію країв та довговічність фіксації.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Фіксація металевих, металокерамічних, металокомпозитних коронок, мостів, вкладок та накладок
- Фіксація металевих ортодонтичних кілець
- Фіксація ортодонтичних дуг
- База або прокладка

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошок / рідина	2,4 г / 1,0 г
Час замішування	30 сек
Робочий час	2 хв 30 сек – 3 хв 00 сек
Чистий час затвердіння	3 хв 10 сек – 3 хв 30 сек

Умови випробувань: температура 23 +/- 1°C і вологість 45 – 55%. ISO 9917: 1991 (E) (Стоматологічні цементы на водній основі)

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготовка зуба:

- Очистити відпрепаровану порожнину пемзою і водою.
- Ретельно промийте водою та висушіть, але не пересушуйте, не видаляйте змазаний шар.
- Для перекриття пульпи застосовуйте гідроксид кальцію.
- Очистіть та висушіть внутрішню поверхню ортопедичної конструкції.

2. Дозування порошку і рідини

Співвідношення порошок / рідина для отримання оптимальної консистенції становить 2,4 г / 1,0 г.

Зазначену консистенцію можна отримати, змішавши 1 ложку порошку без гірки та 3 краплини рідини.

Струсніть пляшку, щоб розпушити порошок. Наберіть повну з гіркою ложку порошку, видаліть гірку та помістіть порошок на блок для замішування. Не притискайте порошок у ложці до внутрішніх стінок пляшки.

Переверніть пляшку з рідиною вертикально, так щоб отвір знаходився приблизно в 5 см над блоком для замішування. Не рухаючи рукою, обережно стисніть пляшку та видавіть 1 краплю. За наявності повітряних бульбашок злегка постукайте по пляшці пальцями, якими утримуєте її. Не використовуйте для замішування краплі неповного розміру.

Маленьким шпателем швидко замішайте весь цемент з рідиною. Зазвичай 1 ложка порошку і 3 краплі рідини повинні забезпечувати достатню кількість замішаного цементу. Він повинен бути тиксотропним, а також мати однорідну консистенцію та гляцевий вигляд. Загальний час замішування становить 30 секунд.

Після використання щільно закрийте пляшки з рідиною та порошком, щоб запобігти потраплянню всередину вологи.

3. Техніка фіксації

- Цементування литих металевих коронок або мостів.

Нанесіть на внутрішню поверхню конструкції шар цементу товщиною 1 мм і почніть встановлювати коронку на місце через 30 секунд після завершення замішування. Не вносьте занадто багато цементу. Зверніть увагу, що вищі температури скорочують робочий час.

- Фіксація металевих коронок.

Заповніть адаптовану корону цементом і посадіть на місце. Для полегшення видалення ортодонтичних конструкцій в майбутньому, перед фіксацією нанесіть на оклюзійні поверхні зубів, що покриваються кільцями, фтористий гель або вазелін.

Чистий час затвердіння: 4 хвилини від початку замішування. Видаліть надлишки цементу на початку гелеподібної стадії затвердіння.

Увага: використовувати лише у стоматології

Не використовуйте PROGLASS™ ONE для пацієнтів, у яких є алергія на склоіономерні цементи.

У разі виникнення алергічної реакції у пацієнта відразу припиніть застосування матеріалу та порадьте звернутися до лікаря відповідної спеціалізації. Якщо у пацієнта були випадки алергії на склоіономерні цементи, не використовуйте PROGLASS™ ONE. Уникайте потрапляння цементу на слизову оболонку або шкіру.

У разі випадкового контакту негайно видаліть цемент ватою просоченою спиртом та промийте водою.

У разі потрапляння в очі, негайно промийте водою та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Не змішуйте порошок або рідину PROGLASS™ ONE з компонентами інших склоіономерних цементів.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте PROGLASS™ ONE у прохолодному та темному місці при температурі 4 – 25°C (39 – 78°F).

Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності.

ГАРАНТІЯ

SILMET LTD замінить продукт, якщо буде доведено його непридатність до використання.

SILMET LTD не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання продукту.

Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе усі ризики та відповідальність у зв'язку з цим.



SILMET LTD.
12 Hassadna Street, Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
Phone: +97237353000; Fax: +97235331581;
Email: info@silmetdental.com



Diadent, 13 Rue Jean Lolive 2.1
la Fosse a la Barbriere, Aulnay. France



UA.TR.067

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: + 380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua