

EXABITE™ II NDS

Перед применением обязательно прочитайте инструкцию

RU

ВИНИЛПОЛИКСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА

EXABITE™ II NDS – это винилполисилоксановый оттисковый материал, обеспечивающий быстрое отверждение и высокую прочность. Он доступен в новом картридже, который должен быть использован с новой системой GC CARTRIDGE DISPENSER II.

Для использования только профессиональными стоматологами в соответствии с настоящими инструкциями.

ПОКАЗАНИЯ

Регистрация прикуса.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Пациенты, имеющие аллергию на материалы на основе силикона: в случае аллергии обратитесь к врачу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сравнение показателей	EXABITE II	EXABITE
Рабочее время (сек)	45	60
Минимальное время во рту (сек)	45	90
Максимальная деформация при сжатии (%)	0,9	1,0
Восстановление после деформации (%)	99,6	99,6
Линейное изменение размеров %	-0,10	-0,10
Линейное изменение размеров после 24 ч. (%)	87	80



ISO 4823:1992(E)




A-рабочее время, B-время во рту

УСТАНОВКА НОВОГО КАРТРИДЖА И ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ

- Поднимите вверх стоппер плунжера, находящийся с тыльной стороны диспенсера и оттяните плунжер назад. Поднимите фиксатор картриджа и установите картридж (V-образный паз на основании картриджа предотвратит неправильную установку). Опустив фиксатор, картридж будет надежно закреплен в диспенсере.
- Повернув колпачок картриджа на 90° против часовой стрелки, снимите колпачок. Осторожно нажимая рукоятку диспенсера, выдавите небольшое количество материала и убедитесь, что материал (и база и катализатор) выдавливается равномерно и без пузырьков воздуха.
- Наденьте смешивающую насадку на картридж (V-образный паз на рабочей части картриджа предотвратит неправильную установку). Зафиксируйте смешивающую насадку, повернув ее на 90° по часовой стрелке. Система готова к использованию.
- Нажимая рукоятку диспенсера, выдавите необходимое количество материала. После



- применения не снимайте смешивающую насадку, это предотвратит загрязнение и закупорку выходных отверстий.
- При следующем использовании установите новую смешивающую насадку. Осторожно нажимая рукоятку диспенсера, выдавите небольшое количество материала и убедитесь, что материал (и база и катализатор) выдавливается равномерно и без пузырьков воздуха. В очень редких случаях возможно затвердевание материала в выходных отверстиях. Удалите затвердевший материал из выходных отверстий.
 - Для замены использованного картриджа оттяните плунжер, поднимите фиксатор, выньте использованный и установите новый картридж. Опустите фиксатор и произведите описанную выше подготовку системы к работе.



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Регистрация прикуса при протезировании.

- Попросите пациента сомкнуть зубы в центральной окклюзии. Выдавите необходимое количество материала в место отсутствующего зуба со щечной стороны.
- При регистрации прикуса, материал наносится на окклюзионную поверхность, после чего зубы смыкаются в центральной окклюзии.

Примечание

- Для снижения возможности неточной артикуляции модели, наносите материал на окклюзионные поверхности на обе стороны дуги.
- В случае внесения материала непосредственно в рот пациента (t° 35°C), рабочее время уменьшается до 20 секунд.

- Извлеките регистрационный оттиск изо рта. Используя острый нож, удалите поднутрения и излишки материала. После этого проверьте, соответствует ли оттиск рабочей модели, и откорректируйте прикус.


Примечание

Используйте только острый нож; ножницы могут повредить оттиск.




ВНИМАНИЕ

- В случае контакта с глазами немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Во время выдавливания EXABITE II NDS необходимо избегать смешивания или контакта материала со следующими материалами. Они могут увеличить время.
 - Оттисковые материалы с конденсируемым отверждением
 - Полисульфидные оттисковые материалы
 - Полиэфирные оттисковые материалы (напр. GC Surflex-F, Jmflex, Coe-flex)
 - Эвгенолсодержащие материалы (напр. GC Impression Paste)
 - Другое (вода, глицерин)
 - Сера
 - Латекс
 - Масло
 - Акрилаты



- Полученный оттиск необходимо вычистить и продезинфицировать, используя 2,5 или 3,5%-ый раствор глютаральдегида или какого-либо другого дезинфектанта в соответствии с рекомендациями производителя.
- Предотвратите попадание материала на одежду. Он трудно удаляется после того как он отвердел.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ



ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре (23° C) вдали от прямых солнечных лучей.
(Срок хранения 3 года)

РАСФАСОВКА

Картридж 83 г (48 мл) x 2
Смешивающие насадки x 2
(Минимальный объем замешанного материала 96 мл)

ОТДЕЛЬНО

Диспенсер для картриджей	1 шт.
Смешивающие насадки	60 шт.



GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street
Alsip, IL 60803 U.S.A.



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285, Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486 Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724