

Головки полірувальні силіконові OPTIMIZE

OPTIMIZE – це абразивні силіконові головки призначені для шліфування та полірування реставрацій. Доступні трьох форм, що дозволяє працювати на усіх поверхнях будь-якого зуба. Силіконові головки поєднують дві функції залежно від сили, що прикладається під час використання: при більшій – головки забезпечують шліфування реставраційного матеріалу та оклюзійних контактів; при невеликій – виконують полірування реставрації, роблять поверхню гладкою, рівномірною та яскравою. Система швидкої фіксації мандрели VERSAPLUS полегшує зміну силіконових головок, що дозволяє працювати швидше.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Абразивні силіконові конуси, чашечки та тарілки для шліфування та полірування композитів і склоіономерних цементів.

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть мандрелу у кутовий наконечник. Закріпіть силіконову головку на мандрелі. Процедуру необхідно виконувати сухою головкою і переривчастими дотиками на низькій або середній швидкості. Застосування з більшою силою забезпечує шліфування реставраційного матеріалу, з меншою – полірування.

ФОРМИ

Є три форми силіконових головок.



Чашечка



Тарілка



Конус

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Завдяки тертю силіконової головки з оксидом алюмінію по реставраційному матеріалу відбувається шліфування та полірування композитів і склоіономерних цементів.

З'ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Мандрела VERSAPLUS відповідає вимогам ISO 1797-1.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.



- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання силіконової головки або мандрели перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели разом зі схожими продуктами.
- Застосовуйте силіконові головки на малих обертах мікромотора.
- Мандрелу і силіконові головки необхідно автоклавувати після кожного пацієнта.
- Стерилізація може призвести до незначної зміни кольору силіконових головок, не впливаючи на їхню функціональність.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Мандрелу і силіконові головки можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно провести чищення водою та ензимним очисним засобом.

СКЛАД

Силіконові головки: силікон, оксид алюмінію.

Мандрела: метал.

Мандрелу і силіконові головки дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 11-2016.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Téc. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220065

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua