

# Здорові ясна

Щоденна гігієна міжзубних проміжків  
для здоров'я ясен і повноцінної гігієни  
ротової порожнини

Міжзубні щітки **INTERPROX®** (ІНТЕРПРОКС) представлені в широкому асортименті для проміжків з різними PHD (Passage Hole Diameter – розмір проміжку) для кращої адаптації до будь-якого проміжку між зубами.

У дизайні передбачено дві форми робочої частини щітки: циліндрична – для оптимальної точності у вузьких проміжках, конічна – для кращого доступу і меншого надлишкового тиску під час введення у ширші проміжки.

Догляд за міжзубними проміжками слід проводити принаймні один раз на день.



# 5

 головних правил  
для вибору щітки  
**INTERPROX®**

## interprox®



### АСОРТИМЕНТ

Якщо обраний розмір не підходить, ви можете легко взяти щітку більшого або меншого розміру



### ЯКІСТЬ

Щетинки Tynex®: чорні – для візуалізації бактеріального нальоту, білі – кровоточивості

## interprox®



VITIS®

DENTAID

Oral health. Better life.



### М'ЯКІСТЬ

М'які щетинки не травмують ясна та емаль зубів



### ДОВІРА

Найчастіше рекомендований професіоналами бренд для чищення міжзубних проміжків

1. Виберіть такий розмір міжзубної щітки, щоб вона проходила між зубами з помірним зусиллям.
2. Акуратно введіть щітку трохи під кутом між яснами та зубами. Обережно рухайте її вперед і назад, щоб очистити міжзубний простір. При регулярному використанні користуватися міжзубною щіткою стає значно легше.
3. Переконайтеся, що дріт щітки залишається прямим, коли ви вводите щітку в міжзубний проміжок. Якщо дріт згинається, замініть щітку.
4. При правильному та регулярному використанні міжзубної щітки кровоточивість ясен не повинна виникати.
5. В результаті регулярного використання щетинки міжзубної щітки переважно мають бути чистими, без крові та без нальоту. Частинки зубного нальоту не повинні залишатися на дротяній основі.

Ваш продавець:



DENTAID

Oral health. Better life.

EFP

European Good Sponsor

Гарне загальне самопочуття починається з доброго здоров'я порожнини рота

## Чи видаляєте ви бактеріальний зубний наліт на 100%?

Зробіть процедуру очищення міжзубних проміжків невід'ємною частиною щоденного догляду за порожниною рота у таких випадках:

При захворюваннях ротової порожнини, при наявності стоматологічних конструкцій:



Карієс та ерозія емалі зубів



Галітоз (неприємний запах з рота)



Гінгівіт



Ортодонтичні конструкції та елайнери



Дентальні імплантати



Дентальні коронки та мости

Чи знаєте ви, що...

50%

населення страждає на гінгівіт

4 з 5

людей з імплантатами мають періімплантатний мукозит

78%

випадків карієсу починається з міжзубних проміжків

60%

випадків галітозу спричинені накопиченням бактеріального нальоту в міжзубних проміжках



60%  
очищення  
ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ



40%  
очищення  
МІЖЗУБНОЮ ЩІТКОЮ



100%  
ПОВНА ГІГІЄНА  
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

## Не всі проміжки між зубами однакові

Важливо вибрати правильні засоби для чищення кожного проміжку індивідуально

Закриті



проміжки

Ясна повністю закривають міжзубний проміжок



Зубні нитки та стрічки

Зубні нитки та стрічки призначені для видалення нальоту та залишків їжі. Воскове покриття забезпечує легке ковзання і дозволяє уникнути пошкодження м'яких тканин.



Відкриті



проміжки

Ясна не повністю закривають ділянку між зубами

interprox.

Міжзубні щітки ефективно видаляють зубний наліт і залишки їжі з проміжків між зубами.

Крім того, щітка INTERPROX® має щетинки двох кольорів, які дозволяють візуалізувати бактеріальний наліт і визначити ділянки ясен, що кровоточать.

Пам'ятайте, що міжзубна щітка – це безпечний інструмент, і якщо ясна кровоточать, слід покращити чищення міжзубних проміжків для видалення бактеріального нальоту, який спричиняє кровоточивість.



1. Demirci M, Tuncer S, Yuceokur AA. Prevalence of caries on individual tooth surfaces and its distribution by age (between 17 and 25 years) and gender university clinic patients. Eur J Dent. 2010 Jul; 4(3): 270-9. 2. Roldán S, Serrano J, Herrera D. Guía Halitosis, conceptos y manejo clínico. SEPA 3. Carasol M, Llodra JC, Fernández-Meseguer A, Bravo M, García-Margallo MT, Calvo-Bonacho E, Sanz M, Herrera D. Periodontal conditions among employed adults in Spain. J Clin Periodontol. 2016 Jul;43(7):548-56 4. 6<sup>th</sup> European Workshop (Lang 2008): el 80% de las personas que se colocaron implantes, tienen mucositis periimplantaria.

1. Demirci M, Tuncer S, Yuceokur AA. Rozpoviedzenie kariesu na окремих поверхнях зубів та його поширення в залежності від віку (між 17 та 25 роками) та статі – дослідження проводилося на пацієнтах клініки при університеті. Європейський журнал стоматології, 2010 Липень; 4(3): 270-9. 2. Ролдан С., Сerrano Х., Еррера Д. Довідник з галітозу та клінічного ведення пацієнта за даними SEPA. 3. Карасоль М., Ллодра Х.К., Фернандес-Месегер А., Браво М., Гарсія-Маргалло М.Т., Кальво-Боначо Е., Санс М., Еррера Д. Стан захворювань пародонту серед працездатного дорослого населення в Іспанії. Журнал клінічної пародонтології. 2016 Липень; 43(7):548-56. 4. 6-й Європейський семінар (Lang 2008): 80% людей, яким встановлено зубні імплантати, страждають на запалення м'яких тканин навколо імплантатів.