

GC Tooth Mousse

ДжіСі Тус Мусс

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

КРЕМ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З БІОАКТИВНИМИ КАЛЬЦІЄМ ТА ФОСФАТАМИ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ОПИС

GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) – крем на водній основі, до складу якого входить RECALDENT™* (РЕКАЛДЕНТ) (CPP-ACP: Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат). Потрапляючи у ротову порожнину CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат), міцно зв'язується з біоплівкою, нальотом, гідроксіпатитами та м'якими тканинами, при цьому доставляючи на вказані поверхні кальцій і фосфат.

ВАЖЛИВО:

Слина підвищує ефективність CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат), а смакова добавка допомагає стимулювати виділення слини. Чим довше слина та CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) знаходяться у ротовій порожнині, тим значнішим буде результат.

Крем для поверхневого застосування, що містить біоактивний кальцій та фосфат.

1. Забезпечує додатковий захист зубів.
2. Допомагає нейтралізувати вплив кислоти, яку виділяють бактерій, що знаходяться в зуб-ному нальоті.
3. Допомагає нейтралізувати вплив інших внутрішніх та зовнішніх джерел надходження кислот до ротової порожнини.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

RECALDENT™ (РЕКАЛДЕНТ) (CPP-ACP) (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) отримують з молочного казеїну. Не застосовуйте даний матеріал для пацієнтів, що мають алергію або підозру на алергію на молочні протеїни та/або чутливість чи алергію на консерванти на основі солей бензойної кислоти.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПОКАЗАННЯ

- а. Перед та після професійного відбілювання.
 - б. Після ультразвукової, профілактичної механічної чистки або кюретажу поверхні кореня.
 - в. Після професійної чистки зубів.
 - г. Після процедури поверхневого фторування.
 - д. Для створення захисного шару поверхні зубів у пацієнтів, у яких спостерігається ерозія, ксеростомія або синдром Шегрена.
 - е. Під час ортодонтичного лікування.
 - ж. Для пацієнтів із підвищеною схильністю до карієсу. з.
- Для пацієнтів з обмеженими можливостями.

Застосування у клініці:

I. Застосування з індивідуальною ложкою

1. Перед застосуванням ретельно промийте індивідуальну ложку проточною водою.
2. Видавіть товстий шар GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) в ложки та встановіть їх на зуби верхньої та нижньої щелепи.
3. Залиште ложки в роті мінімум на 3 хвилини.
4. Вийміть ложки.
5. Проінструкуйте пацієнта язиком розповсюдити залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) по

ротовій порожнині. Попросіть пацієнта якнайдовше (1-2 хвилини) утриматися від спльовування і ковтання. Чим довше слина та CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) знаходиться у ротовій порожнині, тим кращим буде результат.

6. Попросіть пацієнта сплюнути та, якщо можливо, утриматися від полоскання ротової порожнини. Залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. Порекомендуйте пацієнту не їсти та не пити протягом ще 30 хвилин.
7. Будь-які залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) в ложці потрібно змити або зчистити щіткою під проточною водою одразу після використання.

II. Застосування без ложки:

1. Якщо необхідно, видаліть надлишки слини з поверхні зубів за допомогою ватного валика або тампону. НЕ потрібно висушувати зуби повітрям.
2. Нанесіть достатньо товстий шар GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на поверхню зубів ватною паличкою або пальцем у латексних рукавичках. Для важкодоступних ділянок (між зубами) використуйте спеціальну інтерпроксимальну щіточку.
3. Залишіть GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на зубах мінімум на 3 хвилини.
4. Потім попросіть пацієнта язиком розповсюдити залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) по ротовій порожнині. Попросіть пацієнта якнайдовше (1-2 хвилини) утриматися від спльовування і ковтання. Чим довше слина та CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) знаходиться у ротовій порожнині, тим кращим буде результат.
5. Попросіть пацієнта сплюнути та, якщо можливо, утриматися від полоскання ротової порожнини. Залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. По-рекомендуйте пацієнту не їсти та не пити протягом ще 30 хвилин.

Домашнє застосування:

III. Денне нанесення після чистки зубів відповідно до порад стоматолога

1. Нанесіть достатню кількість GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на верхні та нижні зуби. Порція розміру з горошину є мінімально необхідною для кожної дуги. Матеріал потрібно наносити чистим сухим пальцем або гігієнічною ватною паличкою. Для важкодоступних ділянок (між зубами) використуйте спеціальну інтерпроксимальну щіточку або зубну нитку, вкриту GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс).
2. Залиште GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на зубах мінімум на 3 хвилини.
3. Язиком розповсюдьте залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) по ротовій порожнині. Якнайдовше (1-2 хвилини) утримайтеся від спльовування та ковтання. Чим довше слина та CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) знаходяться у ротовій порожнині, тим кращим буде результат.
4. Сплюньте та, якщо можливо, утримайтеся від полоскання. Залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. Не їжте і не пийте протягом ще 30 хвилин.

IV. Нанесення на ніч після чистки зубів відповідно до порад стоматолога

1. Нанесіть достатню кількість GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на верхні та нижні зуби. Порція розміром з горошину є мінімально необхідною для кожної дуги. Матеріал потрібно наносити чистим сухим пальцем або гігієнічною ватною паличкою. Для важкодоступних ділянок (між зубами) використуйте спеціальну інтерпроксимальну щіточку або зубну нитку, вкриту GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс).
2. Залиште GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) на зубах мінімум на 3 хвилини.
3. Язиком розповсюдьте залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) по ротовій порожнині. Якнайдовше (1-2 хвилини) утримайтеся від спльовування та ковтання. Чим довше слина та CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) знаходяться у ротовій порожнині, тим кращим буде результат.
4. Сплюньте та, якщо можливо, утримайтеся від полоскання. Залишки GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс) можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. Не їжте і не пийте протягом ще 30 хвилин.

СМАКИ

Полуниця (S), Диня (M), Ваніль (V), М'ята (I), Фруктовий (T)

Примітка:

S, M, V, I та T в дужках – це абрєвіатури, що позначають кожен зі смаків. Ці абрєвіатури вказані на тьюбиках після номеру партії для позначення смаку.

Наприклад, 021003S.....Полуниця

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному сухому та темному місці (8-25°C) (46,4-77,0°F). (Термін придатності: 2 роки від дати виробництва).

УПАКОВКА

Тюбик 40 г (35 мл)

1. Упаковка Асорті
10x40 г (по 2 тьюбика кожного зі смаків: Полуниця, Диня, Ваніль, М'ята, Фруктовий)
2. Упаковка Асорті
5x40 г (по 1 тьюбику кожного зі смаків: Полуниця, Диня, Ваніль, М'ята, Фруктовий)
3. Упаковка з одного смаку
10x40 г будь-якого зі смаків: Ваніль, Полуниця, Диня, Фруктовий, М'ята
4. Окремо
1 тьюбик (40 г) будь-якого зі смаків

ПРИМІТКА

GC Tooth Mousse (ДжіСі Тус Мусс), у складі якого міститься унікальна речовина CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат), був розроблений на Кафедрі Стоматологічних Наук Університету Мельбурну, штат Вікторія, Австралія.

* RECALDENT (РЕКАЛДЕНТ) є торговою маркою, що використовується за ліцензією. Технологія CPP-ACP (Казеїн Фосфопептид - Аморфний Кальцій Фосфат) захищена патентами або патентами на стадії отримання на території Австралії, Нової Зеландії, Європи, Канади та США.

УВАГА

1. Завжди закривайте тьюбик одразу після використання та видаляйте будь-які залишки крему або вологи з шийки тьюбика та всередині ковпачка.
2. При потрапленні крему в очі, промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.
3. У випадку потраплення матеріалу на одяг, змийте його водою.
4. Якщо спостерігаються симптоми набряку Квінке, це може вказувати на чутливість або алергію до консервантів на основі солей бензойної кислоти або до інших компонентів продукту, таких як, наприклад, ароматизатор. В цьому випадку, припиніть використання продукту та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Останні зміни внесено : 07/2019



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua



ВИРОБНИК

ДжіСі КОРПОРЕЙШН
76-1 Хасунума-Чо, Ітабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія
ПОШИРЮЄТЬСЯ

ДжіСі КОРПОРЕЙШН
76-1 Хасунума-Чо, Ітабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія



EU: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.
Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія
ТЕЛ: +32 16 74 10 00