



POLISTONE ДОБРА ЯКІСТЬ¹

POLISTONE



¹Оцінювання проводили 92 зубних техніків з України за п'ятибальною шкалою.

Супергіпс IV класу для виготовлення усіх видів моделей



Характеристики:

- клас IV, синтетичний
- колір бежевий
- пропорція для змішування:
22 мл води/100 г порошку
- розширення: 0.10%
- час затвердіння: 13-15 хв



Оцінка¹ властивостей гіпсу зубними техніками:

- точність моделі: 4.5
- зручність консистенції: 4.5
- міцність: 4.2
- якість поверхні моделі: 4.4

Упаковка:

- відро: 25 кг; 5 кг; 1 кг

PRIMA ROCK ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ²

PRIMA ROCK



²Згідно з опитуванням, в якому брали участь 10 зубних техніків з України.

Супергіпс IV класу для виготовлення усіх видів моделей



Характеристики:

- клас IV, синтетичний
- колір жовтий
- пропорція для змішування:
20 мл води/100 г порошку
- розширення: 0.13%
- час затвердіння: 12 хв



Упаковка:

- відро: 20 кг; 2 кг



POLIDUR ЗРУЧНА КОНСИСТЕНЦІЯ³

POLIDUR



³Оцінювання проводили 70 зубних техніків з України за п'ятибальною шкалою.

Цокольний гіпс III класу

Характеристики:

- клас III, синтетичний
- колір блакитний
- пропорція для замішування: 30 мл води/100 г порошку
- розширення: 0.18%
- час затвердіння: 14-18 хв



Оцінка³ властивостей гіпсу зубними техніками:

- точність моделі: 4.5
- зручність консистенції: 4.6
- міцність: 4.47
- якість поверхні моделі: 4.5

Упаковка:

- мішок: 25 кг
- відро: 5 кг; 1 кг

PRIMA ART ШВИДКЕ ЗАТВЕРДІННЯ

PRIMA ART



Гіпс для фіксації моделей в артикуляторі



Характеристики:

- клас III, синтетичний
- колір білий
- пропорція для замішування: 63 мл води/100 г порошку
- розширення: 0.09%
- час затвердіння: 3 хв



Упаковка:

- відро: 20 кг; 1 кг

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників