

Новинка!

Шовні матеріали виробництва MEDIPAC (Греція)




Шановні лікарі!

Група компаній «КРІСТАР», ексклюзивний представник компанії MEDIPAC (Греція), рада запропонувати до вашої уваги лінійку шовних матеріалів!

Компанія MEDIPAC TH.KAZANTZIDIS S.A.:

- ✓ заснована в 1987 році в індустріальній області Stavrohogi, префектура Kilkis
- ✓ сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9001
- ✓ виробництво повністю відповідає загальним технічним стандартам Європейської фармакопеї
- ✓ СЕ сертифікат – директива 93/42/ЕЕС
- ✓ виробляє широку комплексну лінійку хірургічних шовних матеріалів

PROPYLEN



Монофіламентна блакитна нитка, що не розсмоктується, з поліпропілену.

USP	Опис голки	Довжина нитки
6/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	60 см
6/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
5/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	60 см
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см


POLYAMID



Монофіламентна блакитна нитка, що не розсмоктується, з поліаміду.

USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см


SILK



Плетена чорна нитка, що не розсмоктується, з шовку, покрита воском.

USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см

PROFIMED (PTFE)



Монофіламентна незабарвлена нитка, що не розсмоктується, з політетрафторетилену.

USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

* незабарвлена

Умовні позначення типу голки на упаковці:

- колюча
- ▼ зворотно-ріжуча

Зображення голки в натуральну величину:

- 12 мм 1/2 кола
- 12 мм 3/8 кола
- 16 мм 3/8 кола



Плетена фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліколевої кислоти. Покрита співполімером PGA-PCI.


USP	Опис голки	Довжина нитки
6/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	45 см
5/0	12 мм, 1/2 кола, колюча	45 см
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75* см
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

Міцність на розрив:

- 75% через 2 тижні
- 35% через 3 тижні

Повна резорбція:

50-90 днів



P.G.A.

Плетена фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліктину 910 з покриттям.


USP	Опис голки	Довжина нитки
6/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75* см
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

Міцність на розрив:

- 50% через 3 тижні

Повна резорбція:

56-70 днів



NEOSORB (PGLA)

Плетена незабарвлена синтетична нитка, що швидко розсмоктується, з полігліктину 910 з покриттям.


USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

Міцність на розрив:

- 50% через 5 днів
- повна втрата через 10-14 днів

Повна резорбція:

42 дні



NEOSORB RAPID (PGLA)

Монофіламентна фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полідіоксанону (p-dioxanone).


USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

Міцність на розрив:

- 65-70% через 4 тижні
- 50-60% через 6 тижнів

Повна резорбція:

180-220 днів



MONOSORB

Монофіламентна фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліколевої кислоти з полікапролактоном.


USP	Опис голки	Довжина нитки
5/0	12 мм, 1/2 кола, колюча	45 см
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см

Міцність на розрив:

- 68-78% через 1 тиждень
- 30% через 2 тижні
- повна втрата через 28 днів

Повна резорбція:

90-110 днів



MONOFAST

CHIR
absorbable, wax coated, silk surgical suture
Z, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar
Reverse Cutting Needle
SCHNEIDENDE NADEL (DS)

REF

61 100 K

61 100 K

Man

Компанія MEDIPAC TH.KAZANTZIDIS S.A. була заснована в 1987 році в індустріальній області Stavrohorі префектури Kilkis. Основна мета компанії – розвиток виробництва хірургічних шовних матеріалів.

Компанія MEDIPAC є унікальною виробничою одиницею в Греції. З 1989 року компанія уклала ексклюзивні контракти з впровадження своєї продукції в багатьох важливих державних лікарнях Греції.

З самого початку роботи MEDIPAC прагнула виробляти продукцію найвищої якості. В 1996 році процес виробництва був сертифікований відповідно до вимог контролю якості ISO 9001 та загальних технічних стандартів Європейської фармакопеї (CE сертифікат – директива 93/42/EEC).

На сьогоднішній день MEDIPAC виробляє широку комплексну лінійку шовних матеріалів, покриваючи більшу частину місцевого ринку завдяки діючим контрактам та задовольняючи потреби приватних та державних лікарень. Останнім часом активно розширює напрямки на експорт, головним чином в країни Євросоюзу.

6141

6142

6143

6141D

6142D

6143D

Спеціалізоване видання, призначене для лікарів та інших професійних медичних працівників.

КРІСТАР
Група компаній

04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1

Тел/факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66

info@kristar.ua
www.kristar.ua