



Fit Checker™ Advanced та Fit Checker™ Advanced Blue



Найпростіший
спосіб успішного
завершення ваших
ортопедичних
конструкцій

для простої, зручної та точної
перевірки якості припасування
ортопедичної конструкції.

GC



Fit Checker™ Advanced Blue

Чітка градація СИНЬОГО кольору для



- Перевірки якості припасування будь-яких видів ортопедичних конструкцій, зокрема, коронок та мостоподібних протезів, виготовлених з композиту, кераміки та на основі оксиду цирконію.
- Реєстрації прикусу та перевірки оклюзійних контактів.



Збалансовані тиксотропні властивості матеріалу зумовлюють його **низькотекучу консистенцію**. Під тиском Fit Checker Advanced Blue **легко тече** та утворює **дуже тонку плівку**, що гарантує ідеальне припасування конструкції.



Ділянки незадовільного припасування легко визначити завдяки **оптимальній прозорості** матеріалу та унікальній **градації синього кольору**.



Нарешті ви можете бути впевнені в **ідеальному припасуванні непрямих реставрацій**, уникаючи дефектів крайового прилягання та корекції оклюзійних співвідношень після цементування конструкцій.

1 Швидке затвердіння

Достатній робочий час і швидке затвердіння (1 хв в порожнині рота) матеріалу дають можливість працювати швидко та комфортно.



2 Виразна чітка візуалізація

Чітка градація кольору забезпечує моментальну візуалізацію оклюзійних контактів та областей незадовільного припасування.





Fit Checker™ Advanced

Чітка градація білого кольору для



- Перевірки якості припасування всіх видів ортопедичних конструкцій, наприклад, повних та часткових протезів, а також коронок і мостоподібних протезів на металевих каркасах.



Ідеальне рішення для перевірки рівня адаптації повних та часткових протезів.



Fit Checker Advanced має оптимальну консистенцію та високу змочуваність, що дозволяє йому **легко адаптуватися** до деталей рельєфу протезних базисів та протезного ложа. Fit Checker Advanced зручно та просто **видалити за один етап**.



Дефекти прилягання конструкції можна потім виправити, використовуючи матеріали для перебазування. Після перебазування проводиться повторна перевірка якості припасування, щоб гарантувати максимальний **комфорт для пацієнта**.

3 Охайна корекція

Застиглий матеріал не утруднює обробку бором ділянок надлишкового тиску на поверхні конструкції.

4 Легко видаляється

Силіконова плівка матеріалу легко видаляється, дозволяючи працювати швидко та чисто.



Найпростіший спосіб успішного завершення ваших ортопедичних конструкцій

Fit Checker Advanced та Fit Checker Advanced Blue від GC - матеріали, що дають можливість легко та точно оцінити якість припасування конструкції та вчасно внести необхідні зміни безпосередньо під час прийому, що не лише допомагає пацієнту уникнути небажаних додаткових затрат в майбутньому, але й гарантує йому максимальний ступінь комфорту.

Fit Checker™ Advanced	Перевага	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES силікон	Інноваційний силіконовий матеріал, що має високу змочуваність, текучість та міцність	VPES силікон
Білий	Два різні кольори для будь-яких клінічних вимог	Синій
Робочий час: 1 хв Час затвердіння: 1 хв в порожнині рота	Достатній робочий час та швидке затвердіння в порожнині рота	Робочий час: 1 хв Час затвердіння: 1 хв в порожнині рота
Замішування: вручну (туби) або автоматично (картриджі)	Картриджі для автоматичного замішування дозволяють просто, швидко та чисто працювати	Картриджі для автоматичного замішування



Упаковки

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, упаковка 1-1 (55 г + 50 г), Білий + сповільнювач (3 г) + аксесуари
004904	Fit Checker Advanced, картриджі (2 x 62 г), Білий + змішуючі насадки IIS (3) і IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, картриджі (2 x 56 г), Синій + змішуючі насадки IIS (3) і IISS (3)
800006	Диспенсер GC Cartridge Dispenser II
890130	Насадки для змішування GC Mixing Tips II, 60 x SS (жовті)
800100	Насадки для змішування GC Mixing Tips II, 60 x S (рожеві)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРІСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф.1
Тел./Факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66
info@kristar.ua
http://www.kristar.ua

Спеціалізоване видання,
призначене для медичних
закладів, а також лікарів
та інших професійних
медичних працівників.

