



Гутаперчеві штифти

- Стандартні розміри,
конусність .02
 - ▶ розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асорті (15-40, 45-80)
 - ▶ упаковка: 120 шт.
- Нестандартні розміри, для:
PROFILE®, конусність .04, .06
 - ▶ розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, асорті (20-45)
 - ▶ упаковка: 60 шт.
- PROTAPER®**
 - ▶ розміри: F1, F2, F3, F4, F5, асорті (F1-F2-F3)
 - ▶ упаковка: 60 шт.
- PROTAPER® NEXT**
 - ▶ розміри: X2, X3, X4, X5, асорті (X2- X5)
 - ▶ упаковка: 60 шт.
- Спеціально для методики
гарячої конденсації гутаперчі
 - ▶ Soft (150°C), Regular (200°C), Hard (230°C)
 - ▶ упаковка: 100 шт.




Новинка!

Новинка!



Паперові штифти

- Стандартні розміри,
конусність .02
 - ▶ розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, асорті (15-40, 45-80)
 - ▶ упаковка: 200 шт.
- Нестандартні розміри, для:
PROFILE®, конусність .04, .06
 - ▶ розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, асорті (20-45)
 - ▶ упаковка: 100 шт.
- PROTAPER®**
 - ▶ розміри: F1, F2, F3, асорті (F1-F2-F3)
 - ▶ упаковка: 100 шт.



КРІСТАР
Група компаній

04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 503. 11. 11.
info@kristar.ua
www.kristar.ua

SURE-paste®



Водорозчинна паста на основі гідроксиду кальцію для тимчасового пломбування кореневих каналів

Властивості:

- Стабільна консистенція без загустіння чи розділення на фракції
- Висока текучість
- Добра рентгеноконтрастність
- Пролонгований антибактеріальний та бактерицидний ефект
- Легкість очищення та видалення з каналу завдяки розчинності у воді
- Гігієнічна упаковка
- Гнучкі насадки є зручними для роботи навіть у викривлених кореневих каналах



Упаковка:

- шприц 2 г, 20 насадок

SURE-prep®



Гель на основі ЕДТА та 10% перексиду карбаміду в поліпропіленгліколевих та поліетиленгліколевих співполімерах для хімічного розширення кореневих каналів

Властивості:

- Забезпечує ефективне очищення кореневого каналу та полегшує його препарування
- Виконує роль змазки та полегшує інструментальну обробку кореневого каналу
- Перексид карбаміду, який входить до складу препарату, реагує з гіпохлоритом натрію та сприяє піноутворенню та видаленню залишків пульпової тканини та дентинних ошурок з каналу
- Видалення гелю перед obturaцією каналу легко контролювати завдяки його консистенції та синьому кольору



Упаковка:

- 3 шприци по 6 г, 20 насадок
- шприц 6 г, 6 насадок

КРІСТАР
Група компаній

04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 503. 11. 11.
info@kristar.ua
www.kristar.ua