

НОВИНКА!



# Хірургічні шовні матеріали

виробництва MEDIPAC  
(Греція)

( ВИСОКОТОЧНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ )




# Шановні лікарі!

Група компаній «КРИСТАР», ексклюзивний представник компанії MEDIPAC (Греція), рада запропонувати до вашої уваги лінійку шовних матеріалів!

## Компанія MEDIPAC TH.KAZANTZIDIS S.A.:

- ✓ заснована в 1987 році в індустріальній області Stavrochori, префектура Kilkis
- ✓ сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9001
- ✓ виробництво повністю відповідає загальним технічним стандартам Європейської фармакопеї
- ✓ СЕ сертифікат – директива 93/42/ЕЕС
- ✓ виробляє широку комплексну лінійку хірургічних шовних матеріалів


### PROPYLEN



### Монофіламентна блакитна нитка, що не розсмоктується, з поліпропілену.

USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
6/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	60 см	13504
6/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13505
5/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	60 см	13501
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13502
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13503
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13499
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13500
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13498


### POLYAMID



### Монофіламентна блакитна нитка, що не розсмоктується, з поліаміду.

USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13495
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13496
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13493
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13494


### SILK



### Плетена чорна нитка, що не розсмоктується, з шовку, покрита воском.

USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13508
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см	13507
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см	13506

### PROFIMED (PTFE)



### Монофіламентна незабарвлена нитка, що не розсмоктується, з політетрафторетилену.

USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13497

Умовні позначення типу голки на упаковці:

- колюча
- ▼ зворотно-ріжуча

Зображення голки в натуральну величину:

- 12 мм 1/2 кола
- 12 мм 3/8 кола
- 16 мм 3/8 кола



**Плетена фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліколевої кислоти. Покрита співполімером PGA-PCI.**


USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
6/0	12 мм, 3/8 кола, колюча	45 см	13492
5/0	12 мм, 1/2 кола, колюча	45 см	13491
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13490
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13488
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см	13489
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13487

**Міцність на розрив:**

- 75% через 2 тижні
- 35% через 3 тижні

**Повна резорбція:**

50-90 днів



**Плетена фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліктину 910 з покриттям.**


USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
6/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13483
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13480
5/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13481
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13478
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	75 см	13479
3/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13477

**Міцність на розрив:**

- 50% через 3 тижні

**Повна резорбція:**

56-70 днів



**Плетена незабарвлена синтетична нитка, що швидко розсмоктується, з полігліктину 910 з покриттям.**


USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13486
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13484
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13485

**Міцність на розрив:**

- 50% через 5 днів
- повна втрата через 10-14 днів

**Повна резорбція:**

42 дні



**Монофіламентна фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полідіоксанону (p-dioxanone).**


USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13476

**Міцність на розрив:**

- 65-70% через 4 тижні
- 50-60% через 6 тижнів

**Повна резорбція:**

180-220 днів



**Монофіламентна фіолетова синтетична нитка, що розсмоктується, з полігліколевої кислоти з полікапролактоном.**


USP	Опис голки	Довжина нитки	Код
5/0	12 мм, 1/2 кола, колюча	45 см	13474
5/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13475
4/0	12 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13472
4/0	16 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча	45 см	13473

**Міцність на розрив:**

- 68-78% через 1 тиждень
- 30% через 2 тижні
- повна втрата через 28 днів

**Повна резорбція:**

90-110 днів



P.G.A.

NEOSORB (PGLA)

NEOSORB RAPID (PGLA)

MONOSORB

MONOFAST

Компанія MEDIPAC TH.KAZANTZIDIS S.A.  
була заснована в 1987 році в індустріальній області  
Stavrohogi префектури Kilkis. Основна мета компанії –  
розвиток виробництва хірургічних шовних матеріалів.

Компанія MEDIPAC є унікальною виробничою одиницею в Греції.  
З 1989 року компанія уклала ексклюзивні контракти з впровадження  
своєї продукції в багатьох важливих державних лікарнях Греції.

З самого початку роботи MEDIPAC прагнула виробляти продукцію найвищої  
якості. В 1996 році процес виробництва був сертифікований відповідно до  
вимог контролю якості ISO 9001 та загальних технічних стандартів Європейської  
фармакопеї (CE сертифікат – директива 93/42/ЕЕС).

На сьогоднішній день MEDIPAC виробляє широку комплексну лінійку шовних матеріалів,  
покриваючи більшу частину місцевого ринку завдяки діючим контрактам та задовольняючи  
потреби приватних та держаних лікарень. Останнім часом активно розширює напря-  
мок на експорт, головним чином в країни Євросоюзу.

**КРІСТАР**  
Група компаній

04071, м. Київ,  
вул. Межигірська, 50, оф. 1

Тел/факс: (044) 463.63.37  
(044) 463.62.66

info@kristar.ua  
www.kristar.ua