



Тому що все КОЛЬОРОВЕ
виглядає краще



Optiglaze®
Color
від GC

Характеризуючий покривний
матеріал СВІТЛОВОГО затвердіння
для КОМПОЗИТНИХ та акрилових
непрямих реставрацій

GC

Ви шукаєте просте рішення, щоб надати характеристику вашим щоденним естетичним витворам? Універсальність матеріалу Optiglaze Color справить на вас враження, оскільки він додає кольору, блиску поверхні та збільшує зносостійкість всіх ваших робіт:

- Композитних коронок та мостів
- Тимчасових композитних коронок та мостів
- Гібридних керамічних коронок
- Ортопедичних конструкцій, зафіксованих на імплантатах
- Незнімних акрилових мостів, зафіксованих на імплантатах на довгий час
- Штучних зубів
- Акрилових знімних протезів



Тому що все КОЛЬОРОВЕ
виглядає КРАЩЕ



Роботу виконано MDT Christian Rothe, Німеччина



Роботу виконано MDT Simone Maffei, Італія



Роботу виконано MDT Nikos Bellas, Греція

Optiglaze Color справить на вас враження

- Готовий до використання, зручний у роботі, та скорочує етап полірування, що економить ваш дорогоцінний час
- Ви можете обирати з широкої гами кольорів як для внутрішньої, так і для зовнішньої характеристики, і в результаті отримуєте досконалу естетику
- Широко відома технологія нанонаповнювачів надасть вашій реставрації високої зносостійкості для довготривалого блиску та високої стабільності кольору.

Optiglaze Color вироблено із застосуванням знаменитої технології нанонаповнювачів від компанії GC, яка надає йому високої зносостійкості для довготривалого блиску



Роботу виконано MDT Philippe Llobell, Франція



Роботу виконано MDT Roeland De Raere, Бельгія



Роботу виконано MDT Jean François Deche, Франція



GC Optiglaze Color відрізняється такими властивостями та перевагами:

Економія часу

- Готовий до застосування
- Світлове затвердіння скорочує етап полірування
- Зручний у роботі

Досконала естетика

- Широка гама кольорів
- Довготривалий блиск
- Тонкий покривний шар (25-50 мкм)

Надійні результати

- Висока зносостійкість
- Довготривала адгезія до найрізноманітніших матеріалів на основі полімерів
- Висока стійкість до дисколорації



Упаковки

GC Optiglaze Color			
008408	OPTIGLAZE color, Набір	008417	OPTIGLAZE color червоно-коричневий, 2,6 мл
008409	OPTIGLAZE color A plus, 2,6 мл	008418	OPTIGLAZE color оливковий, 2,6 мл
008410	OPTIGLAZE color B plus, 2,6 мл	008419	OPTIGLAZE color сірий, 2,6 мл
008411	OPTIGLAZE color C plus, 2,6 мл	008420	OPTIGLAZE color блакитний, 2,6 мл
008412	OPTIGLAZE color білий, 2,6 мл	008421	OPTIGLAZE color лавандовий, 2,6 мл
008413	OPTIGLAZE color слонова кістка, 2,6 мл	008422	OPTIGLAZE color рожевий, 2,6 мл
008414	OPTIGLAZE color жовтий, 2,6 мл	008423	OPTIGLAZE color червоний, 2,6 мл
008415	OPTIGLAZE color оранжевий, 2,6 мл	008424	OPTIGLAZE color прозорий, 5 мл
008416	OPTIGLAZE color рожево-оранжевий, 2,6 мл	008425	OPTIGLAZE color прозорий HV, 5 мл

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф.1
Тел./факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66
info@kristar.ua
http://www.kristar.ua